



**НЕЙРОТЕХ**

НАУЧНО - МЕДИЦИНСКАЯ ФИРМА

**КАТАЛОГ  
АКСЕССУАРОВ**

## Система «НейроЭЭГ»



### Кабель отведения I

Артикул	N049
Материал контактной площадки электрода	Ag/AgCl
Диаметр контактной площадки	7 мм
Количество отводящих каналов в кабеле	8, 10, 16
Длина кабеля	25 см
Тип разъема для подключения к модулю регистрации	miniHDMI
Количество в упаковке	от 1 шт



### Кабель отведения II

Артикул	N050
Материал контактной площадки электрода	Ag/AgCl
Диаметр контактной площадки	7 мм
Количество отводящих каналов в кабеле	5
Количество ПОЛИ каналов	3
Длина кабеля	30 см
Тип разъема для подключения к модулю регистрации	miniHDMI
Количество в упаковке	от 1 шт



### Гель электродный контактный «Униагель»

Артикул	E006
Тип	универсальный электродный гель
Объем	250 мл
Количество в упаковке	1 шт



### Система ввода геля

Артикул	E013
Шприц	20 мл
Игла с тупым наконечником	да
Количество в упаковке	1 шт




### Щетка для очистки электродов

Артикул	E023
Материал	пластмасса
Длина	10 см
Количество в упаковке	1 шт



### Электродный шлем MCScar

Артикул	E009
Материал шлема	неопрен
Размер	Inf III (24-28 см), Inf II (28-32 см), Inf I (32-36 см), XS (36-42 см), S/XS (39-45 см), S (42-48 см), M/S (45-51 см), M (48-54 см), L/M (51-57 см), L (54-60 см), XL/L (57-63 см), XL (60-66 см)
Количество в упаковке	от 1 шт



### Нагрудный пояс для фиксации шлемов MCScar

Артикул (для новорожденных)	E010
Материал пояса	эластичная лента
Размер	взрослый (70-120 см), детский (40-70 см), для новорожденных (30-40 см)
Количество в упаковке	от 1 шт



### Комплект кабелей для полиграфических каналов

Артикул	N051
Тип разъема для подключения к кабелю отведения II	штырь 1 мм
Тип разъема для подключения одноразовых электродов	кнопка 4 мм
Длина	ЭМГ (50 см), ЭКГ (60 см), ЭОГ (35 см)
Количество в упаковке	1 комплект (тип выбирается пользователем)



### Одноразовые поверхностные электроды

Артикул	E004
Материал контактной площадки	Ag/AgCl
Размер	30x24 мм
Количество в упаковке	50 шт



### Видеокамера

Артикул	E014
Разрешение	1280x720
Функция автофокуса	да
Интерфейс	USB 2.0
Длина кабеля	1,5 м
Количество в упаковке	1 шт



### Видеокамера для ночного мониторинга

Артикул	E015
Разрешение	1280x720
Функция автофокуса	да
ИК подсветка	да
Интерфейс	USB 2.0
Длина кабеля	10 м
Количество в упаковке	1 шт



### Фотостимулятор

Артикул	N052
Тип подключения	Bluetooth
Тип питания	2 AA
Тип светодиодов	smd
Количество светодиодов	9 шт
Количество в упаковке	1 шт



### Стойка специализированная под фотостимулятор

Артикул	E024
Тип	напольная
Высота	80-190 см
Количество в упаковке	1 шт