



**НЕЙРОТЕХ**

НАУЧНО - МЕДИЦИНСКАЯ ФИРМА

**КАТАЛОГ  
АКСЕССУАРОВ**

## Прибор «МИСТ»



### Отводящий провод для регистрации электромиограммы и стимуляции

Артикул	N047
Длина	82 см
Тип разъема для подключения к прибору	mini USB
Тип разъема для подключения одноразовых электродов	кнопка 4 мм
Количество в упаковке	1 шт



### Одноразовые поверхностные электроды

Артикул	E004
Материал контактной площадки	Ag/AgCl
Размер	30x24 мм
Количество в упаковке	50 шт



### Отводящий провод для контроля инъекций

Артикул	N048
Длина	82 см
Тип разъема для подключения к прибору	mini USB
Тип разъема для подключения одноразовых электродов	кнопка 4 мм
Тип разъема для подключения инъекционной иглы	штырь 1,55 мм
Количество в упаковке	1 шт



### Инъекционная игла

Артикул (зеленая игла 37 мм)	E020
Артикул (белая игла 50 мм)	E021
Артикул (оранжевая игла 75 мм)	E022
Материал электрода	нержавеющая сталь
Длина кабеля	90 см
Тип разъема для подключения провода	гнездо 1,5 мм
Количество в упаковке	от 1 шт