нейробос

# Требования к компьютерной технике для корректной работы системы для нейрокоррекции «НейроФит»

## Общие требования

| | |
|---|---|
| **Операционная система** | Windows 10 (32 или 64 бита), версия сборки не ниже 1903 (это очень важно, потому что версии ниже не содержат некоторых библиотек BLE для связи с устройством по Bluetooth) |
| **USB порты** | не менее 2 шт. |
| **Монитор** | обязательное наличие двух мониторов, разрешение 1600x900 и выше |

## Персональный компьютер, ноутбук

| | |
|---|---|
| **Процессор** | семейства Intel Core i3, i5, i7 или аналогичный четырёхъядерный фирмы AMD семейства FX, A10, Ryzen |
| **Память** | не менее 4 Гб |
| **Жёсткий диск** | не менее 120 Гб (желательно SSD) |
| **Видеокарта** | • для ноутбука: возможность подключения дополнительного монитора<br>• для ПК: возможность подключения 2-х мониторов |
| **Монитор исследователя** | ЖК монитор с диагональю минимум 19 дюймов или экран ноутбука с диагональю минимум 14 дюймов, поддерживающий разрешение 1600x900 и выше |